

**SAFETY PRECAUTIONS****en**

- Only operate the scale in dry locations.
- Do not operate the scale in hazardous locations.
- Do not drop or overload the scale.
- When operating the scale from mains power, only use the AC Adapter specified by OHAUS.

**INSTALLATION**

- Remove the plastic transportation protective insert (0.1g model only) for use. Save the plastic insert to ensure safe transport. See figure 1.
- Remove the battery cover on bottom of the scale and insert the 3 LR6 (AA) batteries into the battery compartment. See figure 2.

**TWO BUTTON KEYPAD**

- : Press to turn the scale on / set zero. Long press to turn the scale off.
- : Press to change units. Long press to enter user menu.

**CALIBRATION**

Long press until [CR] is displayed. Press to start calibration.

1. Press to set the zero point.
2. When [xxx] is displayed, place xxx g weight on the platform.
3. Press to set the span point.
4. After calibration, the display returns to weighing.

**BACKLIGHT**

1. Long press until [CR] is displayed. Press to move to next menu *b.µt.e.*
2. Press to move to next menu *b.00 / b.0FF*. Press to accept displayed setting and return to weighing.

**MAINTENANCE**

- The exterior surfaces of the instrument may be cleaned with a cloth dampened with water and a mild detergent. Do not use solvents, harsh chemicals, ammonia or abrasive cleaning agents.
- Register your scale under *Warranty Registration* at [www.ohaus.com/support](http://www.ohaus.com/support).
- For technical issues contact an Authorized Ohaus Service Agent. Please visit our website [www.ohaus.com](http://www.ohaus.com) to locate the Ohaus office nearest you.

**COMPLIANCE**

	This product complies with Directives 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC) and 2014/35/EU (LVD). The EU Declaration of Conformity is available online at <a href="http://www.ohaus.com/ce">www.ohaus.com/ce</a>
	This product complies with the EU Directive 2012/19/EU (WEEE). For disposal instructions in Europe, refer to <a href="http://www.ohaus.com/weee">www.ohaus.com/weee</a>

**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD****es**

- Solo opere la báscula en lugares secos.
- No opere la báscula en lugares peligrosos.
- No deje caer ni sobrecargue la balanza.
- Al operar la báscula desde la red eléctrica, solo use el AC Adaptador especificado por Ohaus.

**INSTALAÇÃO**

- Retire el inserto protector de transporte de plástico (modelo 0.1g solamente) para su uso. Guarde el inserto de plástico para garantizar un transporte seguro. Ver figura 1.
- Retirez le couvercle de la batterie situé au bas de la balance et insérez les 3 piles LR6 (AA) dans le compartiment à piles. Ver figura 2.

**TECLADO DE DOS BOTONES**

- : Presione para encender la báscula / establecer cero. Pulsación larga para apagar la báscula.
- : Presione para cambiar unidades. Pulsación larga para iniciar la calibración.

**CALIBRACIÓN**

Mantenga presionado hasta que aparezca [CR]. Presione para iniciar la calibración de intervalos.

1. Presione para establecer el punto cero.
2. Cuando se muestre [xxx], coloque xxx g de peso en la plataforma.
3. Presione para establecer el punto de span.
4. Después de la calibración, la pantalla vuelve a pesar.

**LUZ DE FONDO**

1. Mantenga presionado hasta que aparezca [CR]. Presione para pasar el siguiente menú *b.µt.e.*
2. Presione para pasar el siguiente menú *b.00 / b.0FF*. Presione para aceptar la configuración mostrada y vuelve a pesar.

**MANTENIMIENTO**

- Las superficies exteriores del instrumento se pueden limpiar con un paño humedecido con agua y un detergente suave. No use disolventes, productos químicos fuertes, amoníaco o agentes de limpieza abrasivos.
- Registre su báscula bajo Registro de garantía en [www.ohaus.com/support](http://www.ohaus.com/support).
- Para problemas técnicos, póngase en contacto con un agente de servicio autorizado de Ohaus. Visite nuestro sitio web [www.ohaus.com](http://www.ohaus.com) para ubicar la oficina de Ohaus más cercana a usted.

**CONFORMIDAD**

	Este producto se conforma con las Directivas 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC) y 2014/35/EU (LVD). La declaración de conformidad de la UE está disponible en línea en <a href="http://www.ohaus.com/ce">www.ohaus.com/ce</a>
	Este producto cumple con la Directiva 2012/19/EU (RAEE). Para obtener instrucciones sobre eliminación en Europa, consulte <a href="http://www.ohaus.com/weee">www.ohaus.com/weee</a>

**PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ****fr**

- N'utilisez la balance que dans des endroits secs.
- N'utilisez pas la balance dans des endroits dangereux.
- Ne laissez pas tomber ou ne surchargez pas la balance.
- Lors de l'utilisation de la balance à partir du secteur, n'utilisez que le courant alternatif adapté spécifié par Ohaus.

**INSTALLATION**

- Retirez l'insert de protection de transport en plastique (modèle 0,1 g seulement) pour l'utiliser. Conservez l'insert en plastique pour un transport en toute sécurité. Voir la figure 1.
- Retirez le couvercle de la batterie situé au bas de la balance et insérez les 3 piles LR6 (AA) dans le compartiment à piles. Voir la figure 2.

**CLAVIER À DEUX BOUTON**

- : Appuyez sur pour allumer la balance / mettre à zéro. Appuyez longuement pour éteindre la balance.
- : Appuyez sur pour changer d'unité. Appuyez longuement pour commencer l'étalonnage.

**ÉTALONNAGE**

Appuyez longuement sur jusqu'à ce que [CR] s'affiche. Press to start calibration. Appuyez sur pour commencer l'étalonnage de la pesée.

1. Appuyez sur pour définir le point zéro.
2. Lorsque [xxx] est affiché, placez xxx g poids sur la plate-forme.
3. Appuyez sur pour définir le point d'échelle.
4. Après le calibrage, l'affichage revient à la pesée.

**RÉTROÉCLAIRAGE**

1. Appuyez longuement sur jusqu'à ce que [CR] s'affiche. Appuyez sur pour passer au menu suivant *b.µt.e.*
2. Appuyez sur pour passer au menu suivant *b.00 / b.0FF*. Appuyez sur pour accepter le réglage affiché et revenir à la pesée.

**ENTRETIEN**

- Les surfaces extérieures de l'instrument peuvent être nettoyées avec un chiffon humidifié avec de l'eau et un détergent doux. N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques agressifs, d'ammoniaque ou d'agents nettoyants abrasifs.
- Enregistrez votre balance sous Enregistrement de garantie sur [www.ohaus.com/support](http://www.ohaus.com/support).
- Pour des problèmes techniques, contactez un agent de service agréé Ohaus. Veuillez visiter notre site Web [www.ohaus.com](http://www.ohaus.com) pour localiser le bureau Ohaus le plus proche.

**CONFORMITÉ**

	Ce produit est conforme aux directives 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC) et 2014/35/EU (LVD). La déclaration de conformité UE est disponible en ligne sur <a href="http://www.ohaus.com/ce">www.ohaus.com/ce</a>
	Ce produit est conforme à la directive 2012/19/EU (DEEE). Pour les instructions de mise au rebut en Europe, consultez le site <a href="http://www.ohaus.com/weee">www.ohaus.com/weee</a>

**PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA****pt**

- Somente opere a balança em locais secos.
- Não opere a balança em locais perigosos.
- Não deixe cair nem sobrecarregue a balança.
- Ao operar a balança da rede elétrica, use somente o adaptador AC especificado pela Ohaus.

**INSTALAÇÃO**

- Remova a inserção de proteção de transporte de plástico (somente modelo de 0.1g) para uso. Guarde a inserção de plástico para garantir um transporte seguro. Se figur 1.
- Remova a tampa da bateria na parte inferior da balança e insira as 3 pilhas LR6 (AA) no compartimento da bateria. Se figur 2.

**DOIS TECLADO**

- : Liga a balança/ define para zero. Premir longo, desliga a balança.
- : Altera a unidade de pesagem. Premir longo, entra no menu do utilizador.

**CALIBRAÇÃO**

Pressione e mantenha pressionado até que [CR] seja exibido.

Pressione para iniciar a calibração.

1. Pressione para definir o ponto zero.
2. Quando [xxx] for exibido, coloque xxx g de peso na plataforma.
3. Pressione para definir o ponto de span.
4. Após a calibração, o mostrador retorna à pesagem.

**BACKLIGHT**

1. Long press until [CR] is displayed. Press to move to next menu *b.µt.e.*
2. Press to move to next menu *b.00 / b.0FF*. Press to accept displayed setting and return to weighing.

**LUZ DE FUNDO**

- As superfícies externas do instrumento podem ser limpas com um pano umedecido com água e um detergente suave. Não use solventes, produtos químicos abrasivos, amônia ou agentes de limpeza abrasivos.
- Registre sua balança em Registro de Garantia em [www.ohaus.com/support](http://www.ohaus.com/support).
- Para questões técnicas, entre em contato com um Agente de serviço OHAUS autorizado. Por favor, visite nosso website [www.ohaus.com](http://www.ohaus.com) para localizar o escritório OHAUS mais próximo de você.

**CONFORMIDADE**

	Este produto está em conformidade com as Directivas 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC) e 2014/35/EU (LVD). A Declaração de Conformidade da UE está disponível online em <a href="http://www.ohaus.com/ce">www.ohaus.com/ce</a>
	Este produto está em conformidade com a Diretiva 2012/19/EU (WEEE). Para instruções de descarte na Europa, consulte <a href="http://www.ohaus.com/weee">www.ohaus.com/weee</a>

**SÄKERHETSÅTGÄRDER****sv**

- Använd endast skalan på torra platser.
- Använd inte skalan på farliga platser.
- Släpp inte eller överbelasta skalan.
- Använd endast nätadaptern som anges av Ohaus vid användning av skalan från elnätet.

**INSTALLATION**

- Ta bort skyddet för plasttransport (endast 0,1 g modell) för användning. Spara plastinsatsen för att säkerställa säker transport. Se figur 1.
- Ta bort batterilocket på undersidan av skalan och sätt in 3 LR6 (AA) batterierna i batterifacket. Se figur 2.

**TWO KNAPP KEYPAD**

- : Tryck på för att slå på skalan / att ställa in noll. Långt tryck för att stänga av skalan.
- : Tryck på för att ändra enheter. Långt tryck för att öppna användarmeny.

**KALIBRERING**

Långt tryck tills [CR] visas. Tryck för att starta kalibreringen.

1. Tryck för att ställa in nollpunkten.
2. När [xxx] visas, sätt xxx g vikt på plattformen.
3. Tryck för att ställa in spännpunkten.
4. Efter kalibrering återgår displayen till vägning.

**BAKGRUNDSBELYSNING**

1. Långt tryck tills [CR] visas. Tryck för att flytta till nästa meny *b.µt.e.*
2. Tryck för att flytta till nästa meny *b.00 / b.0FF*. Tryck för att acceptera visad inställning och återgå till vägning.

**UNDERHÅLL**

- Instrumentets yttre ytor kan rengöras med en trasa fuktad med vatten och ett mildt rengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel, hårda kemikalier, ammoniak eller slipmedel.
- Registrera din skala under garantiregistrering på [www.ohaus.com/support](http://www.ohaus.com/support).
- För tekniska problem kontakta en auktoriserad Ohaus Service Agent. Besök vår hemsida [www.ohaus.com](http://www.ohaus.com) för att hitta det närmaste Ohaus-kontoret.

**GODKÄND**

	Denna produkt uppfyller direktiven 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC) och 2014/35/EU (LVD). EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig online på <a href="http://www.ohaus.com/ce">www.ohaus.com/ce</a>
	Denna produkt överensstämmer med direktiv 2012/19/EU (WEEE). För bortskaffningsanvisningar i Europa, se <a href="http://www.ohaus.com/weee">www.ohaus.com/weee</a>

**VEILIGHEIDSMATREGELEN****nl**

- Gebruik de weegschaal alleen op droge locaties.
- Gebruik de weegschaal niet op gevaarlijke locaties.
- Laat de weegschaal niet vallen of overbelasten.
- Gebruik bij het gebruik van de weegschaal alleen de netspanningadapter die door Ohaus is voorgeschreven

**INSTALLATIE**

- Verwijder het plastic transportbeschermingsinzetstuk (alleen 0,1g model) voor gebruik. Bewaar het plastic inzetstuk voor veilig transport. Zie figuur 1.
- Verwijder het batterijdeksel aan de onderkant van de schaal en plaats de 3 LR6 (AA) batterijen in het batterijvak. Zie figuur 2.

**TWEE KNOP SLEUTELBLAD**

- : Druk op om de schaal in te schakelen / nul in te stellen. Lang indrukken om de schaal uit te schakelen.
- : Druk op om eenheden te wijzigen. Lang drukken om het gebruikersmenu te openen.

**KALIBRATIE**

Druk lang in totdat [CR] wordt weergegeven. Druk op om de kalibratie te starten.

1. Druk op om het nulpunt in te stellen.
2. Wanneer [xxx] wordt weergegeven, plaatst u xxx g gewicht op het platform.
3. Druk op om het bereik in te stellen.
4. Na kalibratie keert het display terug naar wegen.

**BACKLIGHT**

1. Druk lang in totdat [CR] wordt weergegeven. Druk op om naar het volgende menu te gaan *b.µt.e.*
2. Druk op om naar het volgende menu te gaan *b.00 / b.0FF*. Druk op om de weergegeven instelling te accepteren en terug te keren naar de weging.

**ONDERHOUD**

- De buitenoppervlakken van het instrument kunnen worden gereinigd met een doek die bevochtigd is met water en een mild reinigingsmiddel. Gebruik geen oplosmiddelen, agressieve chemicaliën, ammoniak of schurende schoonmaakmiddelen.
- Registreer uw weegschaal onder Garantiregistratie op [www.ohaus.com/support](http://www.ohaus.com/support).
- Neem voor technische problemen contact op met een geautoriseerde Ohaus-serviceagent. Bezoek onze website [www.ohaus.com](http://www.ohaus.com) om het kantoor van Ohaus bij u in de buurt te vinden.

**NAKOMING**

	Dit product voldoet aan de richtlijnen 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC) en 2014/35/EU (LVD). De EU-conformiteitsverklaring is online beschikbaar op <a href="http://www.ohaus.com/ce">www.ohaus.com/ce</a>
	Dit product voldoet aan de richtlijn 2012/19/EU (AEEA). Raadpleeg <a href="http://www.ohaus.com/weee">www.ohaus.com/weee</a> voor verwijderingsinstructies in Europa

## SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

de

- Betreiben Sie die Waage nur an trockenen Orten.
- Betreiben Sie die Waage nicht in Gefahrenbereichen.
- Lassen Sie die Waage nicht fallen oder überlasten Sie sie.
- Verwenden Sie für den Betrieb der Waage nur das von Ohaus spezifizierte Netzgerät.

## INSTALLATION

- Entfernen Sie den Plastiktransportschutz (nur 0,1 g Modell) für den Gebrauch. Bewahren Sie den Kunststoffschutz für einen sicheren Transport auf. Siehe Abbildung 1.
- Entfernen Sie die Batterieabdeckung an der Unterseite der Waage und legen Sie die 3 LR6 (AA) Batterien in das Batteriefach ein. Siehe Abbildung 2.

## ZWEI KNOPF KEYPAD

- **+0.0**: Drücken Sie um die Skala einzuschalten / Null einzustellen. Drücken Sie lange, um die Waage auszuschalten.
- **↺**: Drücken Sie um die Einheiten zu ändern. Lang drücken, um das Benutzermenü aufzurufen.

## KALIBRIERUNG

Lang drücken **↺**, bis [RL] angezeigt wird. Drücken Sie **+0.0**, um die Kalibrierung zu starten.

1. Drücken Sie **+0.0**, um den Nullpunkt festzulegen.
2. Wenn [xxx] angezeigt wird, legen Sie ein Gewicht von xxx g auf die Plattform.
3. Drücken Sie **+0.0**, um den Referenzpunkt festzulegen.
4. Nach der Kalibrierung kehrt die Anzeige zum Wiegen zurück.

## HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

1. Lang drücken **↺**, bis [RL] angezeigt wird. Drücken Sie **↺**, um zum nächsten Menü zu gelangen **b.µt.o.**
2. Drücken Sie **↺**, um zum nächsten Menü zu gelangen **b.µn** / **b.µff**. Drücken Sie **+0.0**, um die angezeigte Einstellung zu akzeptieren und zum Wiegen zurückzukehren.

## INSTANDHALTUNG

- Die Außenflächen des Geräts können mit einem mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, scharfe Chemikalien, Ammoniak oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Registrieren Sie Ihre Waage unter Garantieanmeldung auf [www.ohaus.com/support](http://www.ohaus.com/support).
- Bei technischen Problemen wenden Sie sich an einen autorisierten Ohaus Service Agent. Bitte besuchen Sie unsere Website [www.ohaus.com](http://www.ohaus.com), um das Ohaus Büro in Ihrer Nähe zu finden.

## BEACHTUNG

	Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC) und 2014/35/EU (LVD). Die EU-Konformitätserklärung ist online unter <a href="http://www.ohaus.com/ce">www.ohaus.com/ce</a> verfügbar
	Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2012/19/EU (WEEE). Anweisungen zur Entsorgung in Europa finden Sie unter <a href="http://www.ohaus.com/weee">www.ohaus.com/weee</a>

## MISURE DI SICUREZZA

it

- Utilizzare la bilancia solo in luoghi asciutti.
- Non utilizzare la bilancia in luoghi pericolosi.
- Non far cadere o sovraccaricare la bilancia.
- Quando si utilizza la bilancia dalla rete, utilizzare solo l'adattatore CA specificato da Ohaus.

## INSTALLAZIONE

- Rimuovere l'insero protettivo di plastica per il trasporto (solo modello da 0,1 g) per l'uso. Conservare l'insero in plastica per garantire un trasporto sicuro. See figure 1.
- Rimuovere il coperchio della batteria sul fondo della bilancia e inserire le 3 batterie LR6 (AA) nel vano batterie. See figure 2.

## TASTIERA DUE BOTTONI

- **+0.0**: Premere per accendere la bilancia / impostare lo zero. Premere a lungo per spegnere la bilancia.
- **↺**: Premere per cambiare unità. Premere a lungo per accedere al menu utente.

## CALIBRAZIONE

Premere a lungo **↺** finché non viene visualizzato [RL]. Premere **+0.0** per avviare la calibrazione.

1. Premere **+0.0** per impostare il punto zero.
2. Quando viene visualizzato [xxx], posizionare il peso xxx g sulla piattaforma.
3. Premere **+0.0** per impostare il punto di span.
4. Dopo la calibrazione, il display ritorna in pesatura.

## CONTROLUCE

1. Premere a lungo **↺** finché non viene visualizzato [RL]. Premere **↺** per passare al menu successivo **b.µt.o.**
2. Premere **↺** per passare al menu successivo **b.µn** / **b.µff**. Premere **+0.0** per accettare le impostazioni visualizzate e tornare alla pesatura.

## MANUTENZIONE

- Le superfici esterne dello strumento possono essere pulite con un panno inumidito con acqua e un detergente delicato. Non utilizzare solventi, prodotti chimici aggressivi, ammoniaci o detersivi abrasivi.
- Registrare la bilancia in Registrazione della garanzia su [www.ohaus.com/support](http://www.ohaus.com/support).
- Per problemi tecnici contattare un agente autorizzato Ohaus Service. Si prega di visitare il nostro sito web [www.ohaus.com](http://www.ohaus.com) per individuare l'ufficio Ohaus più vicino.

## CONFORMITÀ

	Questo prodotto è conforme alle direttive 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC) e 2014/35/EU (LVD). La dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo <a href="http://www.ohaus.com/ce">www.ohaus.com/ce</a>
	Questo prodotto è conforme alla direttiva 2012/19/EU (RAEE). Per le istruzioni sullo smaltimento in Europa, consultare <a href="http://www.ohaus.com/weee">www.ohaus.com/weee</a>



## Compass™ CX Series Scale User Guide

en

es

fr

de

it

pt

sv

nl

da

pl

Please visit [www.ohaus.com/support](http://www.ohaus.com/support) to download user manual.

Ohaus Corporation  
7 Campus Drive, Suite 310 - Parsippany, NJ 07054 - USA  
Tel: +1 973 377 9000 - Fax: +1 973 944 7177  
[www.ohaus.com](http://www.ohaus.com)  
  
\* 3 0 4 6 7 7 5 0 \*  
P/N 30467750 A © 2018 Ohaus Corporation, all rights reserved.  
Printed in China

Please scan the below QR code to download the user manual:



## SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

da

- Brug kun skalaen på tørre steder.
- Brug ikke skalaen på farlige steder.
- Lad ikke skalaen falde eller overbelaste.
- Brug kun den vekselstrømsadapter, der er angivet af Ohaus, når du bruger skalaen fra strømmettet.

## INSTALLATION

- Fjern plastikbeskyttelsesindsatsen (kun 0,1 g model) til brug. Gem plastindsatsen for at sikre sikker transport. Se figur 1.
- Fjern batteridækslet på bunden af skalaen, og indsæt 3 LR6 (AA) batterierne i batterirummet. Se figur 2.

## TO KNAPPE KEYPAD

- **+0.0**: Tryk for at tænde skalaen / indstille nul. Langt tryk for at slukke skalaen
- **↺**: Tryk for at ændre enheder. Langt tryk for at starte kalibrering

## KALIBRERING

Langt tryk **↺**, indtil [RL] vises. Tryk **+0.0** for at starte kalibrering.

1. Tryk **+0.0** for at indstille nulpunktet.
2. Når [xxx] vises, skal du placere xxx g vægt på platformen.
3. Tryk **+0.0** for at indstille spændingspunktet.
4. Efter kalibrering vender displayet tilbage til vejning.

## BAGGRUNDSBELYSNING

1. Langt tryk **↺**, indtil [RL] vises. Tryk **↺** for at flytte til næste menu **b.µt.o.**
2. Tryk **↺** for at flytte til næste menu **b.µn** / **b.µff**. Tryk **+0.0** for at acceptere den viste indstilling og vende tilbage til vejen.

## VEDLIGEHOLDELSE

- Instrumentets udvendige overflader kan rengøres med en klud fugtet med vand og et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke opløsningsmidler, hårde kemikalier, ammoniak eller slibende rengøringsmidler.
- Registrér din skala under garantiregistrering på [www.ohaus.com/support](http://www.ohaus.com/support).
- Kontakt en autoriseret Ohaus Service Agent for tekniske problemer. Besøg vores hjemmeside [www.ohaus.com](http://www.ohaus.com) for at finde Ohaus-kontoret nærmest dig.

## OVERHOLDELSE

	Dette produkt overholder direktiver 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC) og 2014/35/EU (LVD). EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig online på <a href="http://www.ohaus.com/ce">www.ohaus.com/ce</a>
	Dette produkt overholder direktiv 2012/19/EU (WEEE). For bortskaffelsesinstruktioner i Europa henvises til <a href="http://www.ohaus.com/weee">www.ohaus.com/weee</a>

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

pl

- Używaj wagi tylko w suchych miejscach.
- Nie używaj wagi w niebezpiecznych miejscach.
- Nie należy upuszczać ani przeciążać wagi.
- Używając wagi z sieci, używaj wyłącznie zasilacza określonego przez Ohaus.

## INSTALACJA

- Zdejmij plastikową wkładkę zabezpieczającą transport (tylko model 0.1g) do użytku. Zachowaj plastikową wkładkę, aby zapewnić bezpieczny transport. Patrz rysunek 1.
- Zdejmij pokrywę baterii na spodzie wagi i włoż 3 baterie LR6 (AA) do komory baterii. Patrz rysunek 2.

## DWIE PRZYCISKI BUTTON

- **+0.0**: Naciśnij aby włączyć wagę / ustawić zero. Długie naciśnięcie powoduje wyłączenie wagi.
- **↺**: Naciśnij aby zmienić jednostki. Długo naciśnij, aby wejść do menu użytkownika.

## KALIBROWANIE

Naciśnij i przytrzymaj **↺**, aż wyświetli się [RL]. Naciśnij **+0.0**, aby rozpocząć kalibrację.

1. Naciśnij **+0.0**, aby ustawić punkt zerowy.
2. Po wyświetleniu [xxx] umieść gramaturę xxx g na platformie.
3. Naciśnij **+0.0**, aby ustawić punkt zakresu.
4. Po kalibracji wyświetlacz powraca do ważenia.

## PODSWIETLENIE

1. Naciśnij i przytrzymaj **↺**, aż wyświetli się [RL]. Naciśnij **↺**, aby przejść do następnego menu **b.µt.o.**
2. Naciśnij **↺**, aby przejść do następnego menu **b.µn** / **b.µff**. Naciśnij **+0.0**, aby zaakceptować wyświetlane ustawienie i powrócić do ważenia.

## KONSERWACJA

- Powierzchnie zewnętrzne przyrządu można czyścić szmatką zwilżoną wodą i łagodnym detergentem. Nie należy używać rozpuszczalników, ostrych środków chemicznych, amoniaku ani ściernych środków czyszczących.
- Zarejestruj swoją skalę w ramach rejestracji gwarancji na stronie [www.ohaus.com/support](http://www.ohaus.com/support).
- W przypadku problemów technicznych skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisu firmy Ohaus. Odwiedź naszą stronę internetową [www.ohaus.com](http://www.ohaus.com), aby zlokalizować najbliższe biuro Ohaus.

## SPEŁNIENIE

	Ten produkt jest zgodny z dyrektywami 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC) i 2014/35/EU (LVD). Deklaracja zgodności UE jest dostępna online na stronie <a href="http://www.ohaus.com/ce">www.ohaus.com/ce</a>
	Ten produkt jest zgodny z dyrektywą 2012/19/EU (WEEE). Instrukcje dotyczące utylizacji w Europie można znaleźć na stronie <a href="http://www.ohaus.com/weee">www.ohaus.com/weee</a>





Figure 1 / Figura 1 / Figure 1 / Abb. 1 / Figura 1 / Figura 1 / Figure 1 / Afbeelding 1 / Illustrationen 1 / Rysunek 1

Figure 2 / Figura 2 / Figure 2 / Abb. 2 / Figura 2 / Figura 2 / Figure 2 / Afbeelding 2 / Illustrationen 2 / Rysunek 2



Technical Data / Datos Técnicos / Données Techniques / Technische Daten / Dati Tecnici / Dados técnicos / Teknisk data /

Model	Max	d
CX221	220	0.1 g
CX621	620	0.1 g
CX1201	1200	0.1 g
CX2200	2200	1 g
CX5200	5200	1 g

**FCC NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by OHAUS Corporation could void the user's authority to operate the equipment.